



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life



# Überleitgeräte

mit Dorn-Anschluss

Für das intra- und postoperative Überleiten von Spüllösungen aus Behältnissen mit Stopfenanschluss

Universeller Einstechedorn ermöglicht die Verbindung mit allen gängigen Spüllösungsbehältnissen mit Stopfenanschluss

Anwenderfreundlich durch eine große Vielfalt an indikationsbezogenen Ausführungen

Gute Durchflussrate

# Überleitgeräte

mit Dorn-Anschluss



Alle Überleitgeräte garantieren als sterile oder doppelt sterile Einmalartikel Sicherheit in der Anwendung für den Arzt und den Patienten. Die Geräte sind als Einfach- oder als Zwilling-Überleitsystem erhältlich.

## Einfach-Überleitgeräte mit Dorn-Anschluss

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN	TK	RK	Y-Stück, Sil.	RV	UK/ Paraschl.	LL-pos.	CL-Kon.	Länge
<b>Einzeln steril</b>												
Überleitgerät 1 D	30x1	Karton	2883101	00891499	✓	✓			✓			1,80 m
Überleitgerät 3 D	30x1	Karton	2883401	00891536	✓	✓				✓		1,80 m
Überleitgerät 4 D	30x1	Karton	2884091	00891565		✓		✓			✓	0,80 m
Überleitgerät 5 D	20x1	Karton	2884021	02004858	✓	✓	✓		✓			2,05 m
Überleitgerät 6 D	30x1	Karton	2884201	00891602	✓	✓		✓	✓			1,80 m
Überleitgerät 9 D	20x1	Karton	2883111	08530789	✓	✓			✓			2,60 m
Cystoskopie-Überleitgerät	30x1	Karton	2883131	05717576	✓	✓			✓			1,80 m

## Doppelt steril

Überleitgerät 1 D/X	15x1	Karton	2877101	00891335	✓	✓			✓			3,30 m
Überleitgerät 2 D/X	15x1	Karton	2877201	00891341	✓	✓				✓		3,30 m
Überleitgerät 4 D/X	15x1	Karton	2848021	08620624								
Teil 1:					✓	✓				✓		1,70 m
Teil 2:												1,20 m

Ablaufschlauch mit LL-pos. und Silikonschlauch

## Zwillingsüberleitgeräte mit Dorn-Anschluss

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN	TK	RK	TK	RR-K	RV	UK/ Paraschl.	CL-Kon.	Länge	
												Schenkel	Gesamt
<b>Einzeln steril</b>													
Zwillingsüberleitgerät 1 D	15x1	Karton	2894201	00891708		✓			✓	✓		0,80 m	3,25 m
Zwillingsüberleitgerät 2 D	15x1	Karton	2890101	00891654	✓	✓				✓		0,80 m	1,95 m
Zwillingsüberleitgerät 3 D	15x1	Karton	2884101	00891571	✓			✓	✓		✓	0,50 m	0,85 m
Zwillingsüberleitgerät 6 D	15x1	Karton	2890401	01991530	✓	✓				✓		0,80 m	2,60 m
Zwillingsüberleitgerät 8 D	15x1	Karton	2890601	00891677		✓			✓	✓		0,80 m	2,05 m
Zwillingsüberleitgerät 9 D	15x1	Karton	2890701	00891683		✓	✓	✓		✓		0,30 m	2,50 m

## Doppelt steril

Zwillingsüberleitgerät 1 D/X	10x1	Karton	2877001	00891329		✓			✓	✓		0,80 m	3,20 m
Zwillingsüberleitgerät 2 D/X	8x1	Karton	2848011	08620630								0,80 m	
Teil 1:					✓	✓							3,10 m
Teil 2:						✓							2,90 m

Ablaufschlauch mit LL-pos.  
Paraschlauch geklebt

D = Dorn, D/X = Dorn-Anschluss doppelt steril, TK = Tropfkammer, RK = Rollenklammer, RR-K = Ritsch-Ratsch-Klemme, RV = Rückschlagventil, UK/Paraschl. = Urologenkonus/Paraschlauch, CL-Kon. = Care-Lock®-Konnektor, LL-pos. = Luer-Lock positiv

\* Verpackungseinheit



**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH  
Kundenberatung  
61346 Bad Homburg  
T 0800 / 788 7070  
F 06172 / 686 8239  
kundenberatung@fresenius-kabi.de  
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen