



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Katheterisierungs-Sets

zum Legen oder Wechseln
von Blasenkathetern

Für ein standardisiertes und aseptisches
Arbeiten beim Katheterisieren

Umfangreiche Setkomponenten

Einfache und sichere Handhabung
ohne Unterbrechung der Sterilkette

Setkomponenten steril im
Peel-Pack verpackt

Katheterisierungs-Sets

zum Legen oder Wechseln von Blasenkathetern



Die sanabelle Katheter-Sets sind einfach und sicher zu handhaben. Die Bestandteile der Sets sind systematisch gepackt. Dadurch ist ein standardisiertes und aseptisches Arbeiten** beim Katheterisieren ohne Unterbrechung der Sterilkette möglich. Die sanabelle Katheter-Sets gibt es in drei Ausführungen: als Basis-Set für die Grundausstattung und als umfassende Sets mit Octenisept®, einer Aqua-Glycerin-Spritze und wahlweise mit Gleitgel.

	sanabelle Katheter-Set Basic U940		sanabelle Katheter-Set mit Octenisept® U950		sanabelle Katheter-Set mit Octenisept® U955	
1 Arbeitsunterlage 60 x 60 cm	✓		✓		✓	
1 Einmalspritze, 10 ml	✓		✓		✓	
1 Octenisept®, 15 ml			✓		✓	
2 sterile Handschuhe Nitril, Größe L	✓		✓		✓	
1 Unterlegetuch 60 x 60 cm	✓		✓		✓	
1 Urinauffangbehältnis mit integrierter Tupferschale	✓		✓		✓	
1 Abdecktuch mit Loch und Schlitz 60 x 60 cm	✓		✓		✓	
1 Handschuh Copolymer, Größe M	✓		✓		✓	
1 Pinzette	✓		✓		✓	
5 Mulltupfer pflaumengroß	✓		✓		✓	
2 Mullkompressen 8-fach, 7,5 x 7,5 cm	✓		✓		✓	
1 Kathetergleitgel OptiLube™, 5g			✓			
1 Spritze mit Aqua-Glycerin-Gemisch			✓		✓	
VE*	1	50	1	50	1	50
Art.-Nr.	ME77707210	ME777072107	ME77707211	ME777072117	ME77707212	ME777072127
PZN	10077498	14023401	10077529	14023418	10518471	14023424

*Verpackungseinheit **nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI)



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen

7394871/1 (04.18/PC)